

ANTIGENNÍ TESTY SINGCLEAN

PROHLÁŠENÍ

Pro ty, kterých se to může týkat:

My, Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd., výrobce testu Singclean COVID-19

Kit (Metoda koloidního zlata), tímto prohlašujeme následující:

Testovací sada Singclean COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografická metoda testu na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní detekci antigenu z COVID-19 (SARS-CoV-2) v lidské nosní dutině.

Prohlašujeme, že:

testovací sada Singclean COVID-19 (metoda koloidního zlata) je určena k detekci SARS-CoV-2 nukleokapsidového proteinu (NP). Epitop zachytné protilátky a detekční protilátky nebyly v mutační oblasti. Test tedy může detekovat všechny zmíněné mutace spike proteinu SARS-CoV-2 a další proteinové mutace SARS-CoV-2, jako je [Alpha I B.1.1.7(U.K.)]; [Beta I B.2.351 (Jižní Afrika)]; [Gamma I P.1 (Brazílie)]; [Delta I B.1.617.2(India)]; [Lambda I C.37 (Peru)]; [Zeta I P.2 (Brazílie)]; [Kappa I B.1.617.I(India)]; [Eta I B.1.525 (Nigérie)]; [Lota I B.1.526 (U.S.A.)]; [Epsilon I B.1.429 (U.S.A.)] a [Omicron I B.1.1.529 (Jižní Afrika)].

Testovací sada Singclean COVID-19 (Metoda koloidního zlata) dokáže detekovat výše uvedené varianty COVID-19.

杭州协合医疗用品有限公司
HANGZHOU SINGCLEAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.

2021.11.30